



単位 mm

	A	B	C	D	E	F	G
	600.0 ±7.0	455.0 ±5.0	600.0 ±5.0	450.0 ±5.0	355.0 ±5.0	450.0 ±5.0	400.0 ±4.0
H	I	J	K	L	M	N	O
350.0 ±5.0	303.0 ±3.0	278.0 ±3.0	400.0 ±4.0	83.0 ±3.0	91.0 ±3.0	61.0 ±3.0	8.0 ±0.5

コードNo.	227	品名	アクリル真空デシケーター SNW型
2006年1月18日	版 1	株式会社	サンプラテック