

2017年6月

お客様各位

株式会社サンプラテック 商品部

製品仕様変更のご案内

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品におきまして製品改良に伴い仕様変更をさせていただくこととなりましたので、ご案内致します。

なお、価格の変更はございません。

ご迷惑をお掛けすることとは存じますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

<対象商品>

商品名：i-BOX（オートタイプ）（コード：0151～0155）、

D-BOX（オートタイプ）（コード0150）

<仕様変更内容>



<新仕様>



<旧仕様>

旧仕様は、ファンにより強制的に保管庫の空気を除湿ユニット内の乾燥剤（シリカゲル）へさらし、乾燥させた空気を再び保管庫内へ戻し低湿度にする方式を採用しておりました。この方式では、吸湿した乾燥剤を再生する必要があり、再生中は保管庫の除湿ができない仕様となっております。

今回採用したユニットは、固体高分子膜を利用し、保管庫内の湿気を電気分解により除去する方式になります。

これにより、従来のシリカゲル方式の再生サイクルが不要となりました。

<切り替え時期>

現仕様の在庫がなくなり次第、新仕様に切り替えとなっております。

以上