

平成 31 年 1 月 吉日

お取引先様各位

株式会社サンプラテック
本社 06-6353-5141
東京支店 03-5688-5141
名古屋支店 052-962-0291

『サンプラ®ドライキーパー』仕様変更のお知らせ

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品につきまして、製品改良に伴い仕様変更をさせていただく事になりましたので、ご案内致します。

ご迷惑お掛けする事とは存じますが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

敬具

記

<対象商品>

品名：・サンプラ®ドライキーパー オートタイプ (C型, A型)

(商品コード：0001, 0002, 0003, 0010, 0011)

・サンプラ®ドライキーパー (ノンオートタイプ) (C型, A型)

(商品コード：0030, 0031, 0032, 0040, 0041)

<仕様変更内容>

湿度計

・オートタイプ：アナログ式 (従来品) →デジタル式 (新仕様)

※湿度計はお客様にて取付けとなります。(はめ込み式)

・ノンオートタイプ：湿度計無し (従来品) →デジタル式 (新仕様)

※湿度計はお客様にて取付けとなります。(はめ込み式)

<参考画像>



旧仕様湿度計画像

新仕様湿度計画像

実施時期 : 従来在庫品が無くなり次第、順次切り替え
(2018年1月現在 コード0001 オート C-3B, コード0002 オート C-3W、
コード0032 ノンオート C-3BS コード0041 ノンオート A-3W は
変更済み)

本案内へのお問い合わせは最寄りの本社又は各支店へお願い致します。

以上