



単位 mm

| A        | B        | C        | D (内寸)   | E (内寸)   | F (内寸)   |
|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 455.5 ±5 | 362.5 ±5 | 312.0 ±3 | 310.0 ±2 | 300.0 ±2 | 148.0 ±2 |

|            |     |      |                        |
|------------|-----|------|------------------------|
| コードNo.     | 157 | 品名   | P-BOX(小型インキュベーター)本体横置き |
| 2006年6月16日 | 版 1 | 株式会社 | <b>サンプラテック</b>         |