



単位 mm

| A | | B | | C | | D | | E | | F (内径) | | G | | H (内径) | |
|------|------|------|----|------|----|------|----|-----|------|--------|------|-----|------|--------|------|
| 28.0 | ±0.5 | 83.0 | ±2 | 60.0 | ±2 | 88.0 | ±2 | 6.0 | ±0.5 | 4.0 | ±0.5 | 6.0 | ±0.5 | 4.0 | ±0.5 |

| | | | |
|------------|------|------|----------------|
| コードNo. | 1170 | 品名 | ホールピペット 5ML |
| 2006年6月30日 | 版 1 | 株式会社 | サンプラテック |