



単位 mm

| A | B | C | D | E | F | G |
|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| 121.5 ±2.0 | 57.0 ±1.0 | 30.4 ±0.5 | 17.0 ±0.5 | 49.0 ±0.5 | 7.5 ±0.5 | 37.6 ±0.5 |

| | | | |
|-----------|------|------|----------------|
| コードNo. | 2127 | 品名 | 角瓶A型 250ML |
| 2008年2月4日 | 版 2 | 株式会社 | サンプラテック |