



単位 mm

| A     |      | B     |      | C     |      | D    |      | E     |      | F   |      | G     |      |
|-------|------|-------|------|-------|------|------|------|-------|------|-----|------|-------|------|
| 109.3 | ±2.0 | 115.6 | ±2.0 | 114.5 | ±2.0 | 16.5 | ±1.0 | 124.5 | ±2.0 | 9.3 | ±1.0 | 115.7 | ±2.0 |

|            |       |      |                |
|------------|-------|------|----------------|
| コードNo.     | 02160 | 品名   | ハイバック容器 1L     |
| 2020年12月3日 | 版2    | 株式会社 | <b>サンパラテック</b> |