



単位 mm

| A | B | C | D | E | F | G |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|------------|
| 391.0 ±5.0 | 217.0 ±4.0 | 94.7 ±1.0 | 45.5 ±0.5 | 127.0 ±1.0 | 12.8 ±0.5 | 105.3 ±1.0 |

| | | | |
|------------|------|------|----------------|
| コードNo. | 2917 | 品名 | PE広口遮光瓶 10L |
| 2009年4月27日 | 版 1 | 株式会社 | サンプラテック |