



06.2.24  
南

単位 mm

| A         | B         | C         | D        | E          | F         | G         |
|-----------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 70.0 ±0.3 | 40.0 ±0.3 | 30.0 ±0.3 | 5.0 ±0.3 | 100.0 ±0.3 | 20.0 ±0.3 | 30.0 ±0.3 |

|            |      |      |                |
|------------|------|------|----------------|
| コードNo.     | 4234 | 品名   | PTFE乳鉢 DD-1    |
| 2006年2月24日 | 版 1  | 株式会社 | <b>サンプラテック</b> |