



単位 mm

| A          | B         | C         | D        | E          | F         | G         |
|------------|-----------|-----------|----------|------------|-----------|-----------|
| 100.0 ±0.3 | 55.0 ±0.3 | 45.0 ±0.3 | 5.0 ±0.3 | 100.0 ±0.3 | 20.0 ±0.3 | 30.0 ±0.3 |

|            |      |      |                |
|------------|------|------|----------------|
| コードNo.     | 4235 | 品名   | PTFE乳鉢 DD-2    |
| 2006年2月24日 | 版 1  | 株式会社 | <b>サンプラテック</b> |