



単位 mm

| A | B | C | D | E (内寸) | F (内寸) | G (内寸) | H (内寸) |
|----------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|---------|
| 120.0 ±2 | 280.0 ±2 | 147.0 ±2 | 18.0 ±2 | 110.0 ±2 | 135.0 ±2 | 135.0 ±2 | 68.0 ±2 |

| | | | |
|-----------|------|------|-----------------|
| コードNo. | 4736 | 品名 | クリーンワイパーケース ダブル |
| 2006年4月4日 | 版 1 | 株式会社 | サンプラテック |