



単位 mm

| A         | B         | C         | D         | E         | F         |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 95.0 ±1.0 | 65.0 ±1.0 | 26.5 ±1.0 | 60.0 ±0.5 | 20.0 ±0.5 | 20.0 ±1.0 |

|            |      |      |                 |
|------------|------|------|-----------------|
| コードNo.     | 9759 | 品名   | 透析セル(平衡型) EA-10 |
| 2006年5月22日 | 版 1  | 株式会社 | <b>サンプラテック</b>  |