

簡易点検記録表

No. _____

正常:○ 異常:×

機器型式名 : _____

製造番号 : _____

機器管理番号 : _____

点検項目	点検頻度	年												
		月												
		日												
1 設定温(湿度)に槽内温(湿度)は安定しているか	1回以上/3ヶ月													
2 機器の異常振動、異常運転音の有無 (停止している場合は除く)	1回以上/3ヶ月													
3 機器周辺の油のにじみの有無	1回以上/3ヶ月													
4 外観の損傷、腐食、錆の有無	1回以上/3ヶ月													
5 その他 気づき事項														
点検実施者														

異常時の連絡先
(購入先)
