

■マグネットプレート BiT-Mag96、BiT-Mag 384 適合「自動分注機」情報（2023年4月時点）

使用の可否	商品名（メーカー名）
<p>使用可能</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・ epMotion 96 シリーズ（エッペンドルフ株式会社） ・ Bravo Automated Liquid Handling Platform（アジレント・テクノロジー株式会社） ・ VIAFLO 96/384（インテグラ・バイオサイエンセズ株式会社） ・ EDR-384SX（バイオテック株式会社） ・ OT-2（Opentrons Labworks Inc.）
<p>別売りアジャスター※ 利用で使用可能</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・ apricot S3/S1（SPT Labtech Japan 株式会社）
<p>現在対応可能か 確認ができておりません</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・ MINI 96（インテグラ・バイオサイエンセズ株式会社） ・ mosquito Genomics（SPT Labtech Japan 株式会社） ・ Fluent Automation Workstation（Tecan Group）

※別売りの商品コード：30553「Bit-Mag サイズアジャスター for apricot S1/S3」と組み合わせる事で使用可能です。