



| A | | B | | C | | D | | E | | F | | G | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 89.0 | ±2.0 | 50.5 | ±1.0 | 30.7 | ±0.3 | 17.0 | ±0.5 | 49.0 | ±0.5 | 7.5 | ±0.5 | 37.6 | ±0.5 |

| | | | |
|-------------|-------|------|-----------------|
| コードNo. | 30816 | 品名 | PEタフボトル広口 100ML |
| 2020年10月13日 | 版1 | 株式会社 | サンプラテック |