





単位 mm

| A    |      | B    |      | C    |      | D    |      | E    |      | F   |      | G    |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 51.0 | ±1.0 | 60.2 | ±1.0 | 57.3 | ±1.0 | 16.8 | ±0.5 | 66.5 | ±1.0 | 8.0 | ±0.5 | 57.5 | ±1.0 |

|                 |       |      |                             |
|-----------------|-------|------|-----------------------------|
| コードNo.          | 31250 | 品名   | サンプラ <sup>®</sup> ベッセル No.1 |
| 2024 年 9 月 30 日 | 版1    | 株式会社 | サンプラテック                     |