

2022年3月吉日

お取引先様各位

株式会社サンプラテック  
企画開発部  
06-6353-5326

## 『iP-TEC®二次容器（商品コード 28516）』リニューアルのご案内

拝啓

貴社ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

さて、この度下記製品についてリニューアルおよび関連製品を上市することになりましたのでご案内致します。ご確認の程宜しくお願い致します。

敬具

記

### 【リニューアル品】

品名：コード 28516 『iP-TEC®二次容器』 定価¥8,000



<リニューアル前>



<リニューアル後>

※リニューアル後の製品に気密性・剛性を向上させるため容器底とフタにリブがあります。

また、シリコンパッキンと金具形状が一部変更となります。

※リニューアルに伴い容器外寸が変更となります（内寸・容量に変更はございません）。

リニューアル前：192×150×40H（mm）    リニューアル後：192×150×45H（mm）

※ベント孔タイプの二次容器は別注対応としておりましたが、リニューアルに伴い新たに製品化（商品コード 28661）致しました。

※実施時期：2022年3月より

本案内に対するお問い合わせは、上記企画開発部宛にお願い申し上げます。

以上