

お客様各位

令和5年7月吉日

株式会社サンプラテック
〒530-0035 大阪市北区同心 2-1-3
TEL:06-6353-5141 FAX:06-6353-5975

商品名「サンプラ®容器」の形状変更のお知らせ

平素は格別のご愛顧賜り誠にありがとうございます。

早速ですが、弊社商品「サンプラ®容器」につきまして、内側底面形状の変更を順次実施することに致しました。これまでは、内側底面に円周上に窪みを形成する形状でしたが、内容物の排出のし易さを向上させるため平面化致します。断面図のイメージは以下となります。



サンプラ®容器



変更前

変更後

なお、7月24日時点で上記形状に変更したものの出荷を開始しているのは以下となります。

商品コード：02151 (02151c) 規格 No.2

商品コード：02153 (02153c) 規格 No.4

商品コード：02155 (02155c) 規格 No.6

商品コード：02157 (02157c) 規格 No.8

商品コード：02158 (02158c) 規格 No.9

以後在庫なくなり次第、順次 No.1、No.3、No.5 の規格も変更してまいります。

何卒、ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。