

R01版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2024年9月2日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
89	16507	乾燥機付器具保管庫	DGK-500C-A			呼称:DGK-500C-A	呼称:DGK-501C	2019/12/6
89	16508	乾燥機付器具保管庫	DGK-220C-A			呼称:DGK-220C-A	呼称:DGK-221C	2019/12/6
91	16513	ドライシエルフ	DRY-580-A			呼称:DRY-580-A	呼称:DRY580-1	2019/12/6
228	02160～ 02161	ハイバック容器	全規格			クリーンバック対応も可能です。お問い合わせ下さい。⇒P.291	クリーンバック対応も可能です。お問い合わせ下さい。⇒P.224	2019/12/6
207	30805	サンブラ(R) バイオブラPE広口ボトル	250ml			外径×全高(mm):63φ×21	外径×全高(mm):63φ×121	2020/3/3
239	25092、 25097、 26743、 26748、 26753、 26758、 26763、 26768、 26773、 26778、 26783、 26788、 26793、 26798	ニューブラ缶	滅菌有・無の 7.5ml			容量(ml):7.5	容量(ml):7.6	2020/4/8
235	25694	PETマルチキャップボトル	AB-500			入数(本):152	入数(本):144	2020/5/29
252	02372	サンブラバット	S-3			誤/外寸法(mm):324×234×52H	正/外寸法(mm):322×234×52H	2020/7/17
111	28543	iP-TEC(R) トートBOX-6.6	BOXのみ				 デザイン変更 ※仕様等の変更は ございません。	2020/8/19
366	03045、 03046	AVラブコック	全規格			商品名:AVラブコック	商品名:ミニボールパルプ	2020/9/1
112	28538	振動ロガー				呼称:G-MEN DR20 ●特長内 (・1つ目)・3軸(X・Y・Z)の加速度 センサーを搭載しリアル タイム(1・2・5・10・ 20msecの5通りから 選択)で記録可能です。 (・4つ目)・単3アルカリ乾電池2本で 約50日間(サンプリング 周期10msec)記録可能 です。 (・6つ目)・標準添付ソフトウェア「G- Trace.net」で即座に グラフ表示可能です。	呼称:G-MEN GR20 ●特長内 (・1つ目)・3軸(X・Y・Z)の加速度 センサーを搭載しリアル タイム(1・2・5msecの 3通りから選択) で記録可能です。 (・4つ目)・単3アルカリ乾電池2本で 約45日間(サンプリング 周期1msec)記録可能 です。 (・6つ目)・標準添付ソフトウェア「G- Trace.net2」で即座に グラフ表示可能です。	2020/9/23
398	11025～ 11034	実験用樹脂ペレット	全規格			商品名:実験用樹脂ペレット	実験用樹脂ペレット 25kg	2020/9/23
398	11025	実験用樹脂ペレット	ポリプロピレン			呼称:ポリプロピレン	呼称:ポリプロピレン(白)	2020/9/23
398	11026	実験用樹脂ペレット	低密度ポリエチレン			呼称:低密度ポリエチレン	呼称:低密度ポリエチレン(白)	2020/9/23
398	11027	実験用樹脂ペレット	高密度ポリエチレン			呼称:高密度ポリエチレン	呼称:高密度ポリエチレン(乳白)	2020/9/23
398	11028	実験用樹脂ペレット	スチレン-アクリロニトリル共重合体			呼称:スチレン-アクリロニトリル共重合体	呼称:スチレン-アクリロニトリル共重合体(薄黄)	2020/9/23
398	11029	実験用樹脂ペレット	ABS			呼称:ABS	呼称:ABS(乳白)	2020/9/23
398	11030	実験用樹脂ペレット	ポリスチレン			呼称:ポリスチレン	呼称:ポリスチレン(透明)	2020/9/23
398	11031	実験用樹脂ペレット	ポリアミド (PA:6Nナイロン)			呼称:ポリアミド(PA:6Nナイロン)	呼称:ポリアミド(PA:6Nナイロン)(乳白)	2020/9/23
398	11032	実験用樹脂ペレット	メタクリル樹脂 (アクリル)			呼称:メタクリル樹脂(アクリル)	呼称:メタクリル樹脂(アクリル)(透明)	2020/9/23
398	11033	実験用樹脂ペレット	ポリカーボネート			呼称:ポリカーボネート	呼称:ポリカーボネート(透明)	2020/9/23
398	11034	実験用樹脂ペレット	硬質塩化ビニル			呼称:硬質塩化ビニル	呼称:硬質塩化ビニル(グレー)	2020/9/23
83	04110	シロッコファンユニット	BF型			仕様表内上から6、7行目 起動電力:0.89A/0.88A(50/60Hz) 最大負荷電力:0.56A/0.67A(50/60Hz)	仕様表内上から6、7行目 起動電力:0.75A/0.75A(50/60Hz) 最大負荷電力:0.54A/0.64A(50/60Hz) ※2020年12月26日より適用	2020/11/16
150	16917	ルアーチップオールプラスチック シリンジ	S4010-LT			呼称:S4010-LT	呼称:HJ4010-LT	2020/11/16
252	02373	大型バット	キャビネ			底部内寸(mm):185×140 ※底部内寸はPLA.comにのみ掲載しています。	底部内寸(mm):194×148	2020/11/16
252	02374	大型バット	ハツ切			外寸法(mm):290×230×45H 底部内寸(mm):240×180 ※底部内寸はPLA.comにのみ掲載しています。	外寸法(mm):290×230×47H 底部内寸(mm):247×189	2020/11/16
252	02375	大型バット	六ツ切			外寸法(mm):330×260×50H 底部内寸(mm):275×200 ※底部内寸はPLA.comにのみ掲載しています。	外寸法(mm):330×260×55H 底部内寸(mm):284×213	2020/11/16

R01版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2024年9月2日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
252	02376	大型バット	四ツ切			外寸法(mm):378×335×50H 底部内寸(mm):310×265 ※底部内寸はPLA.comにのみ掲載しています。	外寸法(mm): 375 ×335× 55 H 底部内寸(mm): 325 × 282	2020/11/16
252	02377	大型バット	大四ツ切			外寸法(mm):450×370×60H 底部内寸(mm):370×285 ※底部内寸はPLA.comにのみ掲載しています。	外寸法(mm):450×370× 70 H 底部内寸(mm): 378 × 302	2020/11/16
252	02378	大型バット	半紙			底部内寸(mm):470×345 ※底部内寸はPLA.comにのみ掲載しています。	底部内寸(mm): 482 × 355	2020/11/16
252	02379	大型バット	全紙			底部内寸(mm):630×490 ※底部内寸はPLA.comにのみ掲載しています。	底部内寸(mm): 647 × 500	2020/11/16
150	16922	ルアーチップオールプラスチック シリンジ	S4830-LT			呼称:S4830-LT	呼称: HJ 4830-LT	2020/11/30
225	27955	酸洗浄クイックボトル広口	500ml			呼称:500ml	呼称:1L	2021/2/17
115	26530	カルチャーバル®CO ₂	CP-1			商品名:カルチャーバル®CO ₂ 呼称:CP-1	商品名:アネロバックCO ₂ 滅菌グレード 品 呼称:ACP-1	2021/3/8
150	16914	ルアーロックオールプラスチック シリンジ	S-4050-LL			呼称:S4050-LL	呼称: HJ 4050-LL	2021/3/8
85	06592	ドラフト(卓上型)	DF-1			本体外寸法(mm):700×470×1000H ■仕様図内の寸法値:W700、H470	本体外寸法(mm): 710 × 455 ×1000H ■仕様図内の寸法値: W710 、 H455	2021/5/12
150	16920	ルアーチップオールプラスチック シリンジ	S-4100-LT			呼称:S4100-LT	呼称: HJ 4100-LT	2021/5/18
150	16913	ルアーロックオールプラスチック シリンジ	S4020-LL			呼称:S4020-LL	呼称: HJ 4020-LL	2021/6/4
150	16915	ルアーロックオールプラスチック シリンジ	S4100-LL			呼称:S4100-LL	呼称: HJ 4100-LL	2021/6/4
150	16916	ルアーロックオールプラスチック シリンジ	S4200-LL			呼称:S4200-LL	呼称: HJ 4200-LL	2021/6/4
150	16918	ルアーチップオールプラスチック シリンジ	S-4020-LT			呼称:S4020-LT	呼称: HJ 4020-LT	2021/6/4
150	16919	ルアーチップオールプラスチック シリンジ	S-4050-LT			呼称:S4050-LT	呼称: HJ 4050-LT	2021/6/4
150	16921	ルアーチップオールプラスチック シリンジ	S-4200-LT			呼称:S4200-LT	呼称: HJ 4200-LT	2021/6/4
150	16923	ルアーチップオールプラスチック シリンジ	S-4850-LT			呼称:S4850-LT	呼称: HJ 4850-LT	2021/6/4
152	04130～ 04138	スピッツ	滅菌分全て			価格表内表記:滅菌 ※滅菌は電子線滅菌です。	価格表内表記:EOG滅菌 ※滅菌はEOG滅菌です。 即日適用	2021/7/27
253	15691	パーツボックス	KD-1B			呼称:KD-1B	呼称: KB -1B	2021/9/16
253	15692	パーツボックス	KD-2			呼称:KD-2	呼称: KB -2	2021/9/16
253	15693	パーツボックス	KD-3A			呼称:KD-3A	呼称: KB -3A	2021/9/16
253	15694	パーツボックス	KD-4			呼称:KD-4	呼称: KB -4	2021/9/16
236	25027～ 25035	B型投薬瓶	滅菌分全て			マーク:電子線滅菌	マーク:EOG滅菌	2021/10/29
236	25042～ 25047	B型投薬瓶(茶色)	滅菌分全て			マーク:電子線滅菌	マーク:EOG滅菌	2021/10/29
236	25055～ 25061	C型投薬瓶(コップ付き)	滅菌分全て			マーク:電子線滅菌	マーク:EOG滅菌	2021/10/29
239	25084～ 25089、 26675～ 26680、 26687～ 26692、 26699～ 26704、 26711～ 26716、 26723～ 26728、 26735～ 26740	ニューブラツボ	滅菌有分全て			キャップカラー7色の滅菌有全て マーク:電子線滅菌	マーク:EOG滅菌	2021/10/29
239	25095～ 25099、 26746～ 26750、 26756～ 26760、 26766～ 26770、 26776～ 26780、 26786～ 26790、 26796～ 26800	ニューブラ缶	滅菌有分全て			キャップカラー7色の滅菌有全て マーク:電子線滅菌	マーク:EOG滅菌	2021/10/29
398	93131～ 93135	PTFEパウダー(500g)	全規格				※へ追記 ※PFOA含有量100ppb未満です。	2021/11/15
398	93132	PTFEパウダー(500g)	10μ			呼称:10μ	呼称:10μ(TFW-1000P)	2021/11/15
398	93133	PTFEパウダー(500g)	6μ			呼称:6μ	呼称:6μ(TFW-2000P)	2021/11/15
398	93135	PTFEパウダー(500g)	3μ			呼称:3μ	呼称:3μ(TFW-3000FP)	2021/11/15

R01版プラスチック科学機器総合カタログ 正誤表

※2024年9月2日現在

ページ	コード	商品名	規格	価格		その他		訂正日
				旧	新	誤	正	
128	26523、 26524、 30573、 30574	NEST遠沈管・ NEST遠沈管 バラ売り	全規格			※耐遠心強度:15ml…RCF10000×g	※耐遠心強度:15ml…RCF12000×g 注:50mlはそのままです。	2021/11/22
274	02441	スチロール丸型水槽	R1型(ポリスチレン)			全高(mm):120	全高(mm): 125	2021/12/8
274	02442	スチロール丸型水槽	R2型(ポリスチレン)			外径(mm):300φ、全高(mm):150	上部内径(mm): 298 φ、全高(mm): 154	2021/12/8
108	28457	iP-TEC®潜熱蓄熱材+36NS	1枚のみ			※重量/約650g	※重量/約 700 g	2021/12/10
108	28483	iP-TEC®潜熱蓄熱材-24	1枚のみ			※重量/約650g	※重量/約 700 g	2021/12/10
108	28648	iP-TEC®潜熱蓄熱材-5	1枚のみ			※重量/約650g	※重量/約 700 g	2021/12/10
72	00062～ 00065、 04705、 04706	真空ポリカデシケーター	全規格			商品名:真空ポリカデシケーター	商品名:ポリカデシケーター	2022/1/25
126	28158	ティッシュカルチャー用プレート シール	Breathable Seal			材質マーク:PP ※材質:ポリプロピレン	材質マーク:OTHER ※材質:レーヨン	2022/9/2
291	19587	ミニブレNDER	MB-2			呼称:MB-2 サイズ(mm):98φ×185H 重量:720g 付属品:クリーナーブラシ、 スイッチブラシ	呼称:MB- 3 サイズ(mm):98φ× 183 H 重量: 750 g 付属品:クリーニングブラシ (非売品) ※メーカー仕様変更	2022/9/14
238	27675	ブラツボ 遮光タイプ	3-58			サイズ(mm):37φ×26H	サイズ(mm):60φ×41H	2023/1/18
141	27721～ 27723	ミナクールバック® CHタイプ	全規格			特長内・2つ目 ・開口部に付いているジップで簡単に 封入～の一文	削除	2024/9/2