




NEW

簡易低露点チャンバー グローブボックス VG-600N-H2O

次世代電池の研究や
微量物質を扱う研究など、
低湿度環境を
必要とする場面に

特注ご依頼多数につき製品化！



露点計モニター


露点計センサー部

内部電源

こんな特長あります！

- ★簡易低露点チャンバーとして導入しやすい、価格を抑えた仕様
- ★600×600×450Hの作業スペース
- ★ガスバリア製の高いブチルゴム手袋を標準装備
- ★気密性の高い実績ある真空型グローブボックス
- ★全面アクリル製で透明性が高く、チャンバー内操作が容易
- ★不活性ガス循環精製装置(別売)との接続により、チャンバー内の露点温度を-50℃dpの環境を作り出すことができます。
- ★作業性の高い電動昇降作業台の提案も可能です。

LC4P®



WEB ページはこちら

商品コード	商品名	呼称	定価
30341	低露点グローブボックス(低露点チャンバー)	VG-600N-H2O	¥1,390,000

※別途大型送料5%要 ※付属品:ブチルグローブ1双、グローブバンド2個、内部コンセント2連式、露点計(センサーケーブル付)TK-100 1台、グローブポートカバー2個、センサーポート用キャップ1個

■グローブボックス仕様

外寸法 (mm)		983W×675D×655H
本体有効内寸法 (mm)		600W×240D(上辺)/450D(下辺)×450H
バスボックス内寸法 (mm)		250W×200D×200H
バルブ	本体	2 個
	バスボックス	2 個
	グローブポート	1 個
	ポンプ接続側	2 個
真空ゲージ		本体・バスボックス各 1 個 (0 ～ -0.1MPa 用)
ブチルグローブ・グローブバンド		1 組
グローブポートカバー		1 組 (減圧時使用)
重量		約 80ka

■露点計 (静電容量式) 仕様

呼称	TK-100
精度	±2℃ dp
使用温度	センサー部: -20 ~ +60℃ モニター部: 0 ~ +50℃
使用湿度	35 ~ 85% RH, 結露無きこと
使用圧力	10 ⁻⁴ ~ 30MPa
表示	4桁LED
電源	AC100V
出力	4~20mA
サイズ	センサー部: 本体27φ×135Lmm センサーケーブル2m
	モニター部: W96×D116.5×H48mm
接続	5/8UNF

※表示価格は全て税抜きとなります。

※価格、仕様については 2023 年 11 月現在のものです最新の情報についてはお問い合わせください。

※記載の商品は全て研究用であり、人体への使用や治療を目的とする用途には使用できません。



株式会社 サンプラテック

■ 本 社 TEL: 06-6353-5141 FAX: 06-6353-5975
 ■ 東京支店 TEL: 03-5688-5141 FAX: 03-5688-5142
 ■ 名古屋支店 TEL: 052-962-0291 FAX: 052-962-0293
 ■ シリコンバレーオフィス(USA) TEL: +1-408-830-7178

LC4P®

Laboratory Create
for Professor, Professional, Pioneer, Product