



開放系容器ライブ輸送デバイス対応表

ディッシュ

2017年8月1日更新

	φ35 dish (満量目安：4~6 ml)			φ60 dish(満量目安：14~17 ml)			φ90 ~100dish(満量目安：44~55 ml)		
	適性	対応 クッション	品番	適性	対応 クッション	品番	適性	対応 クッション	品番
SUMILON	○	30	MS-11350				○	20 30	MS-13900
IWAKI	○	30	1000-035・3000-035・ 3971-035・4971-011	○	30	3010-030 1010-060	○	20	1020-100 3020-100
FALCON	× (段差)	20	353001	○	30	353002	○	20 30	430293
NUNC	○	30	174913						
CORNING	○	30	430165	○	30	430166	○	20 30	430591 430293
greiner	○	30	627160	○	30	628160	○	30	664160-013
NEST	○	30		○	30		○	20 30	
STEM									
SARSTEDT	○	30	831.800.002	○	30	83.3901.002	○	30	83.3902.300
	× (段差)		83.3900						
松波硝子工業	○	30							
VIOLAMO	○	30	2-8590-01	○	30	2-8590-02	○	30	2-8590-03
CellSeed	○	30	UpCell	○	30	UpCell HydroCell	○	30	UpCell HydroCell