



開放系容器ライブ輸送デバイス対応表

ウェルプレート

2021年12月24日更新

	6 well plate(満量目安 : 6 ml)			12 well plate(満量目安 : 4 ml)			24 well plate(満量目安 : 2 ml)			96 well plate(満量目安 : 200 μl)		
	適性	対応 クッション	品番	適性	対応 クッション	品番	適性	対応 クッション	品番	適性	対応 クッション	品番
SUMILON	○	20	MS-80060	○	20	MS-80120	○ ピッチ△	20	MS-80240	○	30	MS-8096F
IWAKI	○	20 30	3810-006	○	20	3815-012	○	20	3820-024	○	20 30	3860-096
								30	5826-024 (ガラスボトム)			
FALCON(Corning)	○	20	353046	○	20	353043	○	20	353047	○	30	353072 351172
NUNC(Corning)	○	20	140675	× (ピッチ)		150628 174910	○	20 30	142475	○	30	167008 174907 174908
Corning/COSTAR	× (段差)		3516	× (段差)		3513	× (段差)		3526	×		3879 3596 3799
										○	30	3474
CORNING							× (段差)		4441 (Elplasia Plate ガラスディ ンプル)			
greiner	○	20	657160	○	20 30	665 180	○	20	662160			
NEST	× (段差)			× (ピッチ)			× (段差)			○	30	
STEM	× (ピッチ)		平底				× (ピッチ)		平底	○	30	丸底、平底、V 底
VIOLAMO	× (段差)		2-8588-01	× (ピッチ)		2-8588-02	× (段差)		2-8588-03	○	30	2-8588-05
SARSTEDT	× (ピッチ)		83.392	× (ピッチ)		83.3921	× (ピッチ)		83.3922	○	30	83.3924
eppendorf	○	20	0030 720.016	○	20	0030 721.012	○	20	0030 722.019	○	30	0030 730.011
CellSeed	○	20	UpCell	× (ピッチ)		UpCell	○	20	UpCell	○	30	UpCell
	×		HydroCell						HydroCell			
MatTek							○	20	P24G-1.5-13-F (1ウェル当たり満 量2ml)			