

お客様各位

令和6年9月吉日

### サンプル@容器のキャップ形状変更に伴う新商品のご案内

平素は格別のご愛顧賜り誠にありがとうございます。

この度、「**サンプル@容器**」につきまして、キャップの形状変更に伴う、廃番及び後継品となる新商品のご案内をさせていただきます。

#### ・該当商品

廃番品		新商品(後継品)	
商品コード	商品名	商品コード	商品名
02150	サンプル@容器No.1	31250	サンプル@ベッセルNo.1
02151	サンプル@容器No.2	31251	サンプル@ベッセルNo.2
02152	サンプル@容器No.3	31252	サンプル@ベッセルNo.3
02153	サンプル@容器No.4	31253	サンプル@ベッセルNo.4
02154	サンプル@容器No.5	31254	サンプル@ベッセルNo.5
02155	サンプル@容器No.6	31255	サンプル@ベッセルNo.6
02157	サンプル@容器No.8	31257	サンプル@ベッセルNo.8
02158	サンプル@容器No.9	31258	サンプル@ベッセルNo.9

※ケースでご購入の場合は商品コードの末尾に「c」が付きます。

上記商品コードのサンプル@容器はキャップの形状変更に伴い、在庫が無くなり次第、廃番とさせていただきます。

後継品は新商品のサンプル@ベッセルを販売させていただきます。

## ・変更箇所

### ① キャップ形状

従来品はキャップが丸みを帯びていましたが、新商品はフラットな形状となり、スタッキングが可能となりました。



サンプル®容器



サンプル®ベッセル

上記赤丸部分がサンプル®容器は丸く膨らんでおり、サンプル®ベッセルはフラットになっております。

キャップの形状変更のみとなり、本体、中栓の変更はございません。

### ② 入数の変更

ケースの入数が下記の通り変更となります。

商品コード	商品名	入数
02150c	サンプル®容器No.1	300
02151c	サンプル®容器No.2	240
02152c	サンプル®容器No.3	120
02153c	サンプル®容器No.4	120
02154c	サンプル®容器No.5	80
02155c	サンプル®容器No.6	80
02157c	サンプル®容器No.8	60
02158c	サンプル®容器No.9	40



商品コード	商品名	入数
31250c	サンプル®ベッセルNo.1	180
31251c	サンプル®ベッセルNo.2	135
31252c	サンプル®ベッセルNo.3	90
31253c	サンプル®ベッセルNo.4	90
31254c	サンプル®ベッセルNo.5	60
31255c	サンプル®ベッセルNo.6	60
31257c	サンプル®ベッセルNo.8	45
31258c	サンプル®ベッセルNo.9	30

従来品のサンプル®容器につきましては購入ロット数によっては販売可能ですので、別途ご相談下さいませ。

今後とも、引き続き弊社製品のご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。

株式会社サンプラテック

〒530-0035 大阪市北区同心 2-1-3

TEL:06-6353-5141 FAX:06-6353-5975

商品・業務部